

## **Protezione post chirurgica per cani - Scheda tecnica**

### **COMPOSIZIONE**

Tessuto verde (esterno): 95% cotone biologico, 5% elasthan

Tessuto bianco (interno): 100% cotone biologico

Elastico interno: 100% elasthan

### **CONSIGLI D'USO**

In caso di intervento chirurgico consigliamo di consegnare la maglietta al veterinario, così da farla indossare al cane al termine dell'intervento stesso.

Il modo migliore per infilare la maglia:

- Infilare le zampe anteriori
- Allacciare la cerniera (da dietro il collo) per 3 o 4 centimetri controllando il corretto posizionamento della fettuccia affinché il pelo non si impigli nella zip
- Infilare le zampe posteriori
- Chiudere la cerniera

La protezione è utile anche in caso di irritazioni della pelle di varia natura come, ad esempio, allergie, infezioni, dermatiti, micosi o cisti. La tuta contribuisce a ridurre gli effetti negativi sulla pelle che il cane stesso può procurarsi grattandosi e leccandosi.

La tutina permette al cane di muoversi, dormire e mangiare in piena libertà, tuttavia dovrà essere tolta per permettere all'animale di espletare i propri bisogni corporei. Consigliamo di non perdere di vista il cane in questi momenti per evitare che si gratti o lecchi.

### **CONSIGLI PER IL LAVAGGIO**

Consigliamo di non candeggiare ma di trattare eventuali macchie con uno smacchiatore specifico per indumenti (preferibilmente anallergico) e di lavare la maglietta ad una temperatura massima di 30°. Non utilizzare l'asciugatrice, per evitare che la maglietta si accorci, e stirare ad una temperatura massima di 110°.

### **CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE**

Per la conservazione consigliamo di rimettere la maglietta sottovuoto o comunque in una busta di plastica chiusa e di conservarla in un luogo protetto da polvere e sporczia di varia natura. Nella conservazione della maglietta sottovuoto consigliamo di non attorcigliare la cerniera per evitare che si rovini.